

*Il Fabbricante*



**UNITED SYMBOL S.r.l.**

**Via Della Pace, 65 - 41051 - Castelnuovo Rangone (MO)**

**SCHEMA TECNICA MASCHERINA AD USO MEDICO**

**MONOUSO CLASSE I (TIPO 2) NON STERILE**

*Codice articolo "LA CHIRURGICA"*

1. Bacterial Filtration Efficiency (BFE):	≥ 99,7 %
2. Measurement of finished mask:	L.175 mm - W.95 mm ± 5mm
3. Materials:	Observe TNT 100% PP Spunbond - Weight 25 G/M <sup>2</sup> ±2 G/M <sup>2</sup> Reverse TNT 100% PP Spunbond - Weight 25 G/M <sup>2</sup> ±2 G/M <sup>2</sup> Inner Layer MELTBLOWN Filter - Weight 22 G/M <sup>2</sup> ±2 G/M <sup>2</sup> String ELASTIC braid cord (round latex free plastic) Nose Bridge PVC Coated Wire
4. Color:	White or Light Blue
5. Packaging:	Box 220x120x120 containing 50 masks Carton Box 610x450x250 mm containing 1000 masks
6. The material used are not known to cause irritation or any other harmful effect on the health of the consumer and they are not highly flammable	

**Prodotta in conformità alle disposizioni delle seguenti direttive e successivi emendamenti:**

93/42/CEE	Direttiva Dispositivi Medici
-----------	------------------------------

**Dichiara inoltre che il prodotto è conforme ai seguenti standard:**

UNI EN 14683:2019	Mascherine Facciali ad Uso Medico - Requisiti e Metodi di Prova
-------------------	---

**Registrata sul sito del Ministero della Salute**



*Foto Mascherina "Lato Mondo"*



*Foto Mascherina "Lato Volto"*